


*Note: The most current version of these instructions can be found online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

### **IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ**

- ⚠ WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the 3-in-1 Folding Steel Commode. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a health-care professional for direction in the use of this product. If the 3-in-1 Folding Steel Commode is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode could result.**
- ⚠ WARNING: If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex® replacement parts. Non-Lumex® replacement parts could cause personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode.**
- ⚠ WARNING: This product has a maximum user weight capacity of 300 lb.**
- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.**

### **INTENDED USE**

The Lumex® 7108R 3-in-1 Folding Steel Commode may be used as a bedside commode, raised toilet seat, and toilet safety frame. It is intended to provide assistance to those who have difficulty sitting down or standing up from the toilet or need additional support and stability during toileting.



**7108R Folding Steel Commode**

## **SETUP**

Refer to picture on previous page.

### **▲ CAUTION: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.**

1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash guard from carton.
2. Attach front support bar to armrest by depressing the locking button and sliding into the front support bar channel guide until it clicks into place. Repeat for other side. Ensure the locking buttons protrude fully from the holes.
3. Attach seat to rear support bar. Push down firmly until the seat snaps into place.

### **⚠ WARNING: When installing the seat on the frame, ensure the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.**

4. Attach lid to rear support bar.
5. In the upright position, place splash shield or pail and cover in frame.

## **Adjusting Commode Height**

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button clicks into place in the desired hole.
2. Repeat for other 3 legs.

### **⚠ WARNING: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.**

## **Inserting Back Support**

1. Remove back support from carton.
2. Insert back support into channel guides until back support locking buttons click into place in channel guide holes.

### **⚠ WARNING: Ensure that locking buttons protrude fully through holes before use.**

## **Use Commode over Toilet**

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Remove commode pail and lid.
3. Position splash guard in place on pail supports.
4. Remove back support (described in previous steps).
5. Lift toilet bowl seat.
6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

## **Use as Bedside Commode**

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Lift commode seat and lid and place commode pail on pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
3. Place commode seat down. Commode is now ready for use.
4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

## **MAINTENANCE**

- ⚠ **WARNING: Inspect frequently to ensure that all attaching hardware is tight.**
- ⚠ **WARNING: Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.**
- ▲ **CAUTION: Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.**

**After each use:** Dry with a soft cloth.

**Cleaning:** Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.

To guarantee the best service from your product, always specify Lumex® replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

## **LIFETIME LIMITED WARRANTY**

GF Health Products, Inc. (“Graham-Field”) hereby warrants specific parts of the Lumex® 3-in-1 Folding Steel Commode Model 7108R for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care.

Parts covered under the lifetime warranty include: frame, welding, screws, and frame-locking components. Specific items excluded from this warranty of any kind are: ALL other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, such as tips, which are subject to normal wear and require periodic replacement.

If a product is deemed to be under warranty, GF Health Products, Inc. shall provide, at its option, (1) replacement of any defective part or product or (2) a credit of the original selling price made to GF Health Products, Inc.’s initial customer. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to GF Health Products, Inc.

The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.



**GRAHAM-FIELD**  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. Packaging, warranties, products and specifications are subject to change without notice. Graham-Field and Lumex are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

Made in China © 2010 GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360, tel 800-347-5678, fax 800-721-0601


*Nota: La más reciente versión de estas instrucciones podrán ser encontrado en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

#### **IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA**

- ⚠ **ADVERTENCIA: ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el Inodoro Plegable de Acero. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si el Inodoro Plegable de Acero no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor inmediatamente. No sustituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex®. Partes de reemplazo que no son de Lumex® podrían causar herida personal y daños al Inodoro Plegable de Acero.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Este producto tiene una limitación de peso máximo del usuario de 300 lb.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.**

#### **USO INTENCIONADO**

El Lumex® 7108R Inodoro Plegable de Acero se puede utilizar como inodoro de uso de dormitorio, levánto asiento del inodoro, y marco de seguridad higiénico. Su objetivo es prestar asistencia a aquellos que tienen dificultades para sentarse o levantarse de la taza del baño o la necesidad de apoyo y estabilidad adicional durante ir al baño.



7108R Inodoro Plegable de Acero

## **MONTAJE**

Consulte la imagen de la página anterior.

### **▲ PRECAUCIÓN: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.**

1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
2. Sujete la barra de soporte delantera al apoyabrazos empujando en el botón de cierre y poniendo en la guía de canal de la barra de soporte delantera hasta que enganche en su lugar. Repita para el otro lado. Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos.
3. Sujete el asiento a la barra de soporte posterior. Apriete firmemente hasta que el asiento enganche en su lugar.

### **△ ADVERTENCIA: Cuando está instalando el asiento en el marco, asegúrese de que el asiento está puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.**

4. Sujeta la tapa a la barra de soporte posterior.
5. En la posición vertical, coloque el balde en el marco.

### **Ajustando la Altura del Inodoro**

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la pata inferior hasta que enganche en su lugar en el hueco deseado.
2. Repita para las otras 3 patas.

### **△ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen de los huecos antes de uso.**

### **Instalando el Soporte de Respaldo**

1. Saque el soporte de respaldo del cartón.
2. Inserte el soporte de respaldo en las guías de canal hasta que los botones de cierre enganchen en su lugar.

### **△ ADVERTENCIA: Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos antes de uso.**

### **Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa**

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Retire el balde y la tapa del inodoro.
3. Coloque el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde.
4. Retire el soporte de respaldo (descrito en los pasos anteriores).
5. Levante el asiento de la taza de servicio.
6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escudo de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro está listo para utilizar. Limpie el asiento y el escudo de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

## **Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio**

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegúrese de que el balde está posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El Inodoro está listo para uso.
4. Cuando usuario ha terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
5. Retire el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.

## **MANTENIMIENTO**

- ⚠ **ADVERTENCIA: Inspeccione con frecuencia para asegurar que la ferretería, tornillos y perillas estén bien apretados.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace INMEDIATAMENTE si estas condiciones existen.**
- ▲ **PRECAUCIÓN: Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cualquier parte de este banco de transferir.**

**Después de cada uso:** Seque con un paño suave.

**Limpieza:** Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia, y seca con una toalla suave. Asegúrese de que el banco de transferir esté enjuagado bien antes de uso.

Para garantizar el servicio mejor de su banco de transferir, siempre pide partes de reemplazo de Lumex®, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

## **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

GF Health Products, Inc. (“Graham-Field”) garantiza las partes específicos del Lumex® Inodoro Plegable de Acero Modelo 7108R para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y provi-do que el producto reciba cuidado apropiado.

Partes cubiertos debajo de esta garantía incluyen: marco, soldadura, tornillos, y componentes de cierre del marco. Artículos específicos excluidos de esta garantía de cualquier tipo: TODAS otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a compo-nentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgaste normal y requieren reemplazo periódico.

Si un producto se considere bajo garantía, GF Health Products, Inc. proporcionará, a su opción, (1) sustitución de cualquier componente o producto defectuoso o (2) un crédito por el precio de venta original hecha a la cliente inicial de GF Health Products, Inc. La garantía no incluye la mano de obra gastos generados por el componente de repuesto de instalación o de cualquier de flete o gastos de envío para productos a GF Health Products, Inc.

Las garantías que figuran en este documento contiene todas las declaraciones y garantías en relación con la materia objeto de este documento, y sustituyen todas las negociaciones pre-vias, acuerdos y entendimientos con respecto a la misma. El receptor del presente documento reconoce y declara que no ha basado en ninguna declaración, afirmación, garantía, contrato de garantía u otra promesa, excepto los establecidos en este documento.



**GRAHAM-FIELD**  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. El embalaje, garantías, productos y especificaciones son suje-tos a cambiar sin aviso. Graham-Field y Lumex son marcas registradas de GF Health Products, Inc.

Fabricado en China. © 2010 GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360, tel 800-347-5678, fax 800-721-0601